

# Kryoboxen aus Kunststoff für 15mL/50mL-Röhrchen

Maxxline's Zentrifugenröhrchen-Lagerboxen sind speziell auf die Anforderungen der Lagerung von 15mL- und 50mL-Röhrchen zugeschnitten.

## Langlebige Polypropylen-Lagerboxen

Maxxline's Zentrifugenröhrchen-Lagerboxen werden aus einer kundenspezifischen Mischung aus extrem widerstandsfähigem Polypropylen hergestellt. Aus diesem Grund halten die 15mL- und 50mL-Röhrchen sicher bei Probengefrier- (-20°C) und Kryokonservierungstemperaturen (-90°C) und können bei +121°C sterilisiert werden, ohne ihre strukturelle Integrität zu verlieren.

## Aufbewahrungsboxen für ventilierte Röhrchen

Um ihre thermische Effizienz zu erhöhen, sind die Maxxline Kryoboxen mit nach unten gerichteten Belüftungslöchern ausgestattet, die die Gefriereschwindigkeit stark erhöhen.

## Mehrere Layout-Optionen

Maxxline's Röhrchenboxen nehmen bis zu 25 Röhrchen in zwei verschiedenen Rasteranordnungen auf. Das 5x5-Gitter (CM25-125(X)) hat ein regelmäßiges Muster, das bis zu fünfundzwanzig 15mL-Röhrchen aufnehmen kann. Größere Röhrchen würden in das 12-Platz-Layout passen, das bis zu zehn 50-mL-Röhrchen und zwei 15-mL-Röhrchen fasst.

## Mehrzweck-Röhrchenbox

Maxxline's Zentrifugenröhrchen-Lagerboxen können an verschiedene Anwendungen im Labor angepasst werden. Dazu gehören das Einfrieren von 15mL- und 50mL-Röhrchen sowie das Sortieren und Aufbewahren von Proben während der Zentrifugation.

## Bestellinformation

### Highlights:

- Ein Schnappdeckelverschluss sichert die Proben in jeder Box
- Entlüftungsöffnungen ermöglichen ein schnelles Einfrieren der auf jedem Rack gelagerten Proben und einen problemlosen Flüssigkeitsablauf
- Lagerfläche (130x130mm), die gut in die meisten Tiefkühlregale passt
- Optionale Unterteilungen mit 12 oder 25 Plätzen halten viele Probenröhrchen auf jedem Rack
- Klare Kunststoffkonstruktion verbessert die Sichtbarkeit der Proben

Kat. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Farbe	Verpack
CM12-125N	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 10x50mL- und 2x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Transparent	36 Stk.
CM12-125B	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 10x50mL- und 2x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Blau	36 Stk.
CM12-125R	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 10x50mL- und 2x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Rot	36 Stk.
CM12-125G	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 10x50mL- und 2x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Grün	36 Stk.
CM12-125Y	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 10x50mL- und 2x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Gelb	36 Stk.
CM25-125N	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 25x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Transparent	36 Stk.
CM25-125B	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 25x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Blau	36 Stk.
CM25-125R	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 25x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Rot	36 Stk.
CM25-125G	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 25x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Grün	36 Stk.
CM25-125Y	Kunststoffbox, 130mm, Gitter für 25x15mL-Röhrchen	130x130x130mm	Gelb	36 Stk.
CM40N	Kunststoffbox, 50mm, keine Unterteilung	130x130x50mm	Transparent	36 Stk.
CM40N-80	Kunststoffbox, 80mm, keine Unterteilung	130x130x80mm	Transparent	36 Stk.
CM40	Nur Kunststoffboxenboden, 50mm, keine Unterteilung	130x130x50mm	Transparent	36 Stk.