

White Label Pipettenspitzen

Die White Label Pipettenspitzen werden in einer erstklassigen Produktionsstätte hergestellt, entsprechen internationalen Normen und Standard und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Verbrauchsmaterialien für das Liquid Handling.

Universell kompatibel, zertifizierte Pipettenspitzen mit niedriger Retention

Die White Label Pipettenspitzen werden aus hoch- und neuwertigem Polypropylen hergestellt und auf erstklassigen, in der Schweiz hergestellten Spritzgussformen produziert. Sie bieten eine universelle Kompatibilität mit den meisten Pipettenmarken auf dem Markt.

Entwickelt, um eine große dimensionale Konsistenz, ein großartiges Finish, eine gratfreie Öffnung und Kristallklarheit zu gewährleisten, behalten die White Label Pipettenspitzen nur das absolute Minimum Ihrer Probe.

Alle White Label Pipettenspitzen sind nachweislich frei von RNase-, DNase und Pyrogen.

Die White Label Pipettenspitzen sind in einer Vielzahl von Rack- und Bulk-Verpackungsoptionen sowie als Filter- und Nicht-Filterspitzen erhältlich und decken damit die große Bandbreite der weltweiten Nachfrage ab.

Ideale Wahl für Molekularbiologie, Forschung und Biowissenschaft

Ausgestattet mit Filtern aus reinem HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) und frei von jeglichen Zellulosezusätzen, verhindern die White Label Filterspitzen effektiv Kreuzkontaminationen bei kritischen Anwendungen.

Da die Porengröße des Filters dreimal kleiner als der marktübliche Standard ist, sind die White Label Filterspitzen die optimale Wahl für die Molekularbiologie sowie für die klinischen und biowissenschaftlichen Anwendungen.

Highlights:

- Frei von RNase, DNase Pyrogen
- Hergestellt aus fabrikneuem Polypropylen
- Erhältlich als Filterspitzen
- Die Porengröße des Filters ist dreimal kleiner als der Marktdurchschnitt
- Hergestellt auf in der Schweiz hergestellten Spritzgiesswerkzeugen
- Universell kompatibel mit den meisten Pipettenmarken auf dem Markt
- Tolles Finish, flashfreie Öffnung, kristallklare Qualität
- Große dimensionale Konsistenz




Bestellinformation

Pipettenspitzen, nicht gefiltert, lose und gerackt

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB1002810	Pipettenspitzen 0,1-10 µL, klar	0,1-10 µL	20x1000 Stk.
WLB1002C50	Pipettenspitzen 0,1-10 µL, klar, gerackt	0,1-10 µL	5x10x96 Stk.
WLB1003C50	Pipettenspitzen 0,1-10 µL, klar, gerackt, steril	0,1-10 µL	5x10x96 Stk.
WLB1062810	Pipettenspitzen 0,1-10µL XL/20µL klar	0,1-10 µL	20x1000 Stk.
WLB1062C50	Pipettenspitzen 0,1-10 µL XL/20µL klar, gerackt	0,1-10 µL	5x10x96 Stk.
WLB1063C50	Pipettenspitzen 0,1-10 µL XL/20µL, gerackt, steril	0,1-10 µL	5x10x96 Stk.
WLB1121860	Pipettenspitzen 1-200 µL, klar	1-200 µL	30x1000 Stk.
WLB1121861	Pipettenspitzen 1-200 µL, gelb	1-200 µL	30x1000 Stk.
WLB1121C50	Pipettenspitzen 1-200 µL, klar, gerackt	1-200 µL	5x10x96 Stk.
WLB1121C51	Pipettenspitzen 1-200 µL, gelb, gerackt	1-200 µL	5x10x96 Stk.
WLB1122C50	Pipettenspitzen 1-200 µL, klar, gerackt, steril	1-200 µL	5x10x96 Stk.
WLB1122C51	Pipettenspitzen 1-200 µL, gelb, gerackt, steril	1-200 µL	5x10x96 Stk.
WLB1127800	Pipettenspitzen 1-300 µL, klar	1-300 µL	10x1000 Stk.
WLB1127C50	Pipettenspitzen 1-300 µL, klar, gerackt	1-300 µL	5x10x96 Stk.
WLB1128C50	Pipettenspitzen 1-300 µL, klar, gerackt, steril	1-300 µL	5x10x96 Stk.
WLB1202800	Pipettenspitzen 100-1000 µL, klar	100-1000 µL	10x1000 Stk.
WLB1202802	Pipettenspitzen 100-1000 µL, blau	100-1000 µL	10x1000 Stk.
WLB1202C40	Pipettenspitzen 100-1000 µL, klar, gerackt	100-1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB1202C42	Pipettenspitzen 100-1000 µL, blau, gerackt	100-1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB1203C40	Pipettenspitzen 100-1000 µL, klar, gerackt, steril	100-1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB1203C42	Pipettenspitzen 100-1000 µL, blau, gerackt, steril	100-1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB1204800	Pipettenspitzen 100-1250 µL XL, klar	100-1250 µL XL	10x1000 Stk.
WLB1204C40	Pipettenspitzen 100-1250 µL XL, klar, gerackt	100-1250 µL XL	4x8x96 Stk.
WLB1205C40	Pipettenspitzen 100-1250 µL XL, klar, gerackt, steril	100-1250 µL XL	4x8x96 Stk.

Pipettenspitzen 5mL und 10mL

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB1218610	Pipettenspitzen 1-5 mL, klar (Capp, Gilson, HTL)	1-5 mL	10x250 Stk.
WLB1222610	Pipettenspitzen 1-5 mL, klar, steril (Capp, Gilson, HTL)	1-5 mL	10x250 Stk.
WLB1220500	Pipettenspitzen 1-10 mL, klar (Capp, Gilson, Eppendorf)	1-10 mL	5x200 Stk.
WLB1224500	Pipettenspitzen 1-10 mL, klar, steril (Capp, Gilson, Eppendorf)	1-10 mL	5x200 Stk.
WLB1062C50	Pipette tip 0.1-10 µL XL/20µL clear, racked	0.1-10 µL	5x10x96 pcs.



Filterspitzen, lose und gerackt


Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB2002810	Filterspitzen 10 µL, klar, Beutel	10 µL	20x1.000 Stk.
WLB2003C50	Filterspitzen 10 µL, klar, steril, gerackt	10 µL	5x10x96 Stk.
WLB2062810	Filterspitzen 10 µL XL/ 20 µL, klar, Beutel	10 µL XL/ 20 µL	20x1.000 Stk.
WLB2063C50	Filterspitzen 10 µL XL/ 20 µL, klar, steril, gerackt	10 µL XL/ 20 µL	5x10x96 Stk.
WLB2117800	Filterspitzen 20 µL, klar, Beutel	20 µL	10x1000 Stk.
WLB2118C50	Filterspitzen 20 µL, clear, sterile, racked	20 µL	5x10x96 Stk.
WLB2119800	Filterspitzen 100 µL, klar, Beutel	100 µL	10x1000 Stk.
WLB2120C50	Filterspitzen 100 µL, klar, steril, gerackt	100 µL	5x10x96 Stk.
WLB2127800	Filterspitzen 200 µL, klar, Beutel	200 µL	10x1000 Stk.
WLB2128C50	Filterspitzen 200 µL, klar, steril, gerackt	200 µL	5x10x96 Stk.
WLB2134800	Filterspitzen 300 µL, klar, Beutel	300 µL	10x1000 Stk.
WLB2135C50	Filterspitzen 300 µL, klar, steril, gerackt	300 µL	5x10x96 Stk.
WLB2202800	Filterspitzen 1000 µL, klar, Beutel	1000 µL	10x1000 Stk.
WLB2203C40	Filterspitzen 1000 µL, klar, steril	1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB2204800	Filterspitzen 1250 µL, klar, Beutel	1250 µL	10x1000 Stk.
WLB2205C40	Filterspitzen 1250 µL, klar, steril, gerackt	1250 µL	4x8x96 Stk.

Spitzen zum Nachfüllen

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB1002C1R	Pipettenspitzen 10 µL, klar, reload	10 µL	10x10x96 Stk.
WLB1062C1R	Pipettenspitzen 10 µL XL/ 20 µL, klar, reload	10 µL XL/ 20 µL	10x10x96 Stk.
WLB1121C1R	Pipettenspitzen 200 µL, klar, reload	200 µL	10x10x96 Stk.
WLB1127C2R	Pipettenspitzen 300 µL, klar, reload	300 µL	10x8x96 Stk.
WLB1202C3R	Pipettenspitzen 1000 µL, klar, reload	1000 µL	10x5x96 Stk.

Racks mit leeren Spitzen

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB4500C5E	Leere Rackboxen 10 µL /10 µL XL, klar, schwarz	10 µL /10 µL XL	5x10 Stk.
WLB4501C5E	Leere Rackboxen 200 µL /300 µL, klar, Schwarz/gelb	200 µL /300 µL	5x10 Stk.
WLB4503C4E	Leere Rackboxen 1000 µL, klar, Schwarz/blau	1000 µL	4x8 Stk.
WLB4504C4E	Leere Rackboxen 1250 µL, klar, Schwarz/blau	1250 µL	4x8 Stk.
WLB1202C3R	Pipette Tips 1000 µL, clear, reload	1000 µL	10x5x96 pcs.



Pipettenspitzen, nicht gefiltert, lose und gerackt, niedrige Retention

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB4002810	Low Retention-Spitzen 10 µL, klar, Beutel	10 µL	20x1.000 Stk.
WLB4003C50	Low Retention-Spitzen 10 µL, klar, steril, gerackt	10 µL	5x10x96 Stk.
WLB4062810	Low Retention-Spitzen 10 µL XL, klar, Beutel	10 µL XL	20x1.000 Stk.
WLB4063C50	Low Retention-Spitzen 10 µL XL, klar, steril, gerackt	10 µL XL	5x10x96 Stk.
WLB4121860	Low Retention-Spitzen 200 µL, klar, Beutel	200 µL	10x1000 Stk.
WLB4122C50	Low Retention-Spitzen 200 µL, klar, steril, gerackt	200 µL	5x10x96 Stk.
WLB4127800	Low Retention-Spitzen 300 µL, klar, Beutel	300 µL	10x1000 Stk.
WLB4128C50	Low Retention-Spitzen 300 µL, klar, steril, gerackt	300 µL	5x10x96 Stk.
WLB4202800	Low Retention-Spitzen 1000 µL, klar, Beutel	1000 µL	10x1000 Stk.
WLB4203C40	Low Retention-Spitzen 1000 µL, klar, steril, gerackt	1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB4204800	Low Retention-Spitzen 1250 µL, klar, Beutel	1250 µL	10x1000 Stk.
WLB4205C40	Low Retention-Spitzen 1250 µL, klar, steril, gerackt	1250 µL	4x8x96 Stk.

Filterspitzen, lose und gerackt, niedrige Retention

Kat. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung
WLB5003C50	Low Retention-Filterspitzen 10 µL, klar, steril	10 µL	5x10x96 Stk.
WLB5063C50	Low Retention-Filterspitzen 10 µL XL, klar, steril	10 µL XL	5x10x96 Stk.
WLB5118C50	Low Retention-Filterspitzen 20 µL, klar, steril	20 µL	5x10x96 Stk.
WLB5120C50	Low Retention-Filterspitzen 100µL, klar, steril	100 µL	5x10x96 Stk.
WLB5128C50	Low Retention-Filterspitzen 200µL, klar, steril	200 µL	5x10x96 Stk.
WLB5135C50	Low Retention-Filterspitzen 300µL, klar, steril	300 µL	5x10x96 Stk.
WLB5203C40	Low Retention-Filterspitzen 1000µL, klar, steril	1000 µL	4x8x96 Stk.
WLB5205C40	Low Retention-Filterspitzen 1250µL, klar, steril	1250 µL	4x8x96 Stk.

